



Fit Checker™ Advanced & Fit Checker™ Advanced Blue



Der einfachste
Weg zum
erfolgreichen
Abschluss Ihrer
prothetischen
Versorgung

Für eine einfache, problemlose
und präzise Prüfung der Passgenauigkeit
von Prothese.

„GC“



Fit Checker™ Advanced Blue

Die optimale blaue Farbabstufung zur



- Überprüfung der Passgenauigkeit aller Arten von Prothesen, insbesondere von Kronen und Brücken aus Kunststoff, Keramik oder auf Zirkonoxidbasis.
- Bissregistrierung und Beurteilung der Okklusion.



Die thixotrope Beschaffenheit ermöglicht eine **Konsistenz, bei der das Material nicht wegläuft**. Fit Checker Advanced Blue fließt unter Druck und hat eine **extrem dünne Filmstärke** für eine perfekte Passung.



Passungengenauigkeiten sind dank der **optimalen Transparenz** und der einzigartigen **blauen Farbabstufung** leicht zu erkennen.



Endlich ist es möglich, eine **perfekte Passform indirekter Restaurationen** zu gewährleisten und somit offene Zementspalte und größere Anpassungen der Okklusion nach der Zementierung zu vermeiden.

1

„Snap Set“

Ausreichende Verarbeitungszeit und schnelles Abbinden (1 min im Mund) ermöglichen eine zügige und angenehme Verfahrensdurchführung.



2

Klare und deutliche Erkennbarkeit

Perfekte Farbabstufung für das sofortige Erkennen von Okklusionskontakten und schlecht passenden Bereichen.





Fit Checker™ Advanced

Die optimale weiße Farbabstufung zur



- Überprüfung der Passgenauigkeit aller Arten von Prothesen, insbesondere von Voll- und Teilprothesen sowie von metallbasierten Kronen und Brücken.



Die perfekte Lösung zur Überprüfung der Passgenauigkeit von Voll- und Teilprothesen.



Fit Checker Advanced bietet eine optimale Konsistenz und eine hohe Benetzungsfähigkeit, um leicht in Prothesenbasis und Mundgewebe zu **fließen**. Fit Checker Advanced lässt sich einfach und in einem einzigen Schritt entfernen.



Passungenauigkeiten der Prothese können nach der Prüfung mit Unterfütterungsmaterial aus Acryl korrigiert werden. Nach der Unterfütterung erfolgt **eine abschließende Prüfung**, um den **Tragekomfort für den Patienten** sicherzustellen.

3 Keine Schwierigkeiten bei Anpassungen

Das Material wird nicht vom Bohrer erfasst, während Druckstellen beseitigt werden. while relieving pressure spots.

4 Leicht zu entfernen

Das Silikon ist leicht zu entfernen - für ein sauberes und schnelles Verfahren.



Der einfachste Weg zum erfolgreichen Abschluss Ihrer prothetischen Versorgung

Fit Checker Advanced und Fit Checker Advanced Blue von GC bieten eine einfache und präzise Möglichkeit, die Passgenauigkeit von Prothesen zu beurteilen und beim Anpassungs-/Einsetztermin rechtzeitig Anpassungen vorzunehmen. Auf diese Weise lassen sich potentielle zukünftige Kosten vermeiden und der Tragekomfort für den Patienten gewährleisten.

Fit Checker™ Advanced	Vorzüge	Fit Checker™ Advanced Blue
VPES-Silikon	Innovatives Silikonmaterial mit intrinsischer Benetzungsfähigkeit, Fließfähigkeit und Reißfestigkeit	VPES-Silikon
Weiß	Zwei verschiedene Farben, um sämtliche klinischen Anforderungen zu erfüllen	Blau
Verarbeitungszeit: 1 min Abbindezeit: 1 min im Mund	Ausreichende Verarbeitungszeit und eine kurze Abbindezeit im Mund	Verarbeitungszeit: 1 min Abbindezeit: 1 min im Mund
Handmix- oder Automix-Kartuschen	Automix-Kartuschen für ein einfaches, sauberes und schnelles Verfahren erhältlich	Automix- Kartuschen



Packages

GC Fit Checker™ Advanced / GC Fit Checker™ Advanced Blau	
004903	Fit Checker Advanced, 1-1 Pack. (55 g + 50 g), weiß, + Verzögererpaste (3 g) + Zubehör
004904	Fit Checker Advanced, Kartuschen (2 x 62 g), weiß + Mischspitzen IIS (3) und IISS (3)
004905	Fit Checker Advanced Blue, Kartuschen (2 x 56 g), blau + Mischspitzen IIS (3) und IISS (3)
800006	GC Kartuschenspender II
890130	GC Mischspitzen II, 60 x SS (gelb)
800100	GC Mischspitzen II, 60 x S (rosa)

GC GERMANY GmbH
Seifgrundstrasse 2
D-61348 Bad Homburg
Tel. +49.61.72.99.59.60
Fax. +49.61.72.99.59.66.6
info@germany.gceurope.com
http://germany.gceurope.com

GC AUSTRIA GmbH
Tallak 124
A-8103 Rein bei Graz
Tel. +43.3124.54020
Fax. +43.3124.54020.40
info@austria.gceurope.com
http://austria.gceurope.com

